

systemSURE *Plus*®

Nuevo systemSURE *Plus*®, sencillez e innovación a un precio asequible.

El luminómetro systemSURE *Plus*® es el fruto al éxito de su predecesor el systemSURE II. Su diseño unido a su electrónica de última generación hacen de este luminómetro portátil un equipo fácil de emplear, muy sensible y de bajo coste sin comprometer para ello su eficacia y robustez.


Utilizado en pequeños y grandes procesos industriales donde la rápida detección de una contaminación es indispensable, el systemSURE *Plus*® permite a las empresas determinar la eficacia de sus limpiezas en superficies y aguas de aclarado, asegurar la calidad de sus productos y reducir costes.

- Herramienta ideal en los procesos de verificación de limpieza (APPCC)
- Pequeño y ligero (menos de 300 grs.)
- Fácil de utilizar por medio de menús controlados por teclado
- Muy sensible < 1 femtomol de ATP con Ultrasnap
- Proceso de auto-calibración y chequeo interno automático
- Resultados en 15 segundos
- Dispone de 20 planes de muestreo
- Identificación de puntos, 250 por plan de muestreo
- Almacena 2000 resultados
- Identificación ID usuario, hasta 50 usuarios
- Visión de resultados estadísticos en pantalla
- Alimentación pilas por 2x AA = 3.000 ± tests
- Software SURE-Trend (incluido)



SURE – Trend ✓

Programa para la descarga de datos al ordenador



- Crea planings de muestreo
- Crea gráficos e informes del análisis de tendencias
- Genera informes de análisis estadísticos
- Identificación de áreas problemáticas
- Gestiona los datos requeridos para APPCC

